

## Laborok, analitikusok figyelem!

Új és felújított márkás elektroanalitikai műszerek egy év garanciával részletre vásárolhatók, lízingelhetők, vagy akár kölcsönözhetőek is nálunk! Nincs szükség a vételár azonnali kifizetésére, hogy ezeket a műszereket a laborjában használhassa! Kérésére IQ/OQ/PQ teszt jegyzőkönyvel üzembehelyezzük, használatát betanítjuk. Igény esetén forduljon bizalommal hozzánk!

Jelenleg a raktárunkon lévő és a felsorolt módon akár egyik napról a másikra laborjukba vihető készülékeink listája:

### 1.) KF Titráló készülékek:

#### 1.A) Térfogatós KF titrálók:

- 1A1 Thermo ORION TURBO2 Blending KF titráló (felújított)
- 1A2 METROHM 701 KF Titrino / 703 Ti-Stand (felújított)
- 1A3 METROHM 758 KFD Titrino/2 x 685 Dosimat /703 Ti-Stand (felújított)  
Automatikus vízérték meghatározásra és precíziós kétfázisú térfogatós Karl Fischer titrálásra kialakított speciális komplex titráló állomás
- 1A4 METROHM 774 Oven Sample Processor (felújított)  
Automata Headspace Mintaváltó KF kályhával kombinálva

#### 1.B) KF Coulométerek:

- 1B1 METROHM 831 KF Coulometer / 703 Ti-Stand (felújított)
- 1B2 METROHM 737 KF Coulometer / 728 Mágneses keverő (felújított)
- 1B3 METROHM 832 ThermoPrep Headspace KF kályha (felújított)

### 2.) Potenciometriás térfogatós titrálók:

#### 2.A) Általános célú potenciometriás titrálók:

- 2A1 METROHM 736 GP Titrino/2 x 685 Dosimat/703 Ti-Stand (felújított)  
Automatikus faktorozásra és precíziós kétfázisú térfogatós titrálásokra (KF is!) kialakított speciális komplex titráló állomás
- 2A2 METROHM 716 DMS Titrino / 728 Mágneses keverő (felújított)

#### 2.B) Dedikált céltitrálók:

- 2B1 CRISON PH-Matic 23 (új)  
pH és TA (titrálható savtartalom) meghatározásra  
fix végpontos titráló (borászat, tejipar, gyümölcs feldolgozás)
- 2B2 CRISON SALT-Matic 23 (új)  
Klorid mérésre kialakított dinamikus inflexiós végpont felismerő térfogatós titráló, pH-beállítás perisztaltikus pumpával  
(lényegében bármilyen egy végpontos inflexiós titrálásra alkalmas)

2B3 CRISON SO2-Matic 23 (felújított)  
Szabad és összes kéndioxid mérésére kialakított titráló,  
(két perisztaltikus pumpával sav és lúg adagolásra)  
borászati célra

3.) Adagolók, automata büretták:

3.A) Automata büretták:

3A1 METROHM 665 Dozimat (felújított)

3A2 METROHM 715 Dozimat (felújított)

3.B) Segéd dozimatok:

3B1 METROHM 685 Dozimat (felújított)

4.) pH-mérők, pH/Ion-mérők:

4.A) Laboratóriumi (asztali) pH-mérők:

4A1 CLEAN PH500 Asztali pH-mérő (új)

4A2 RADIOMETER PHM220 Asztali pH-mérő (felújított)

4A3 METROHM 691 Asztali pH-mérő (felújított)

4.B) Hordozható (terepi) pH-mérők:

4B1 CLEAN PH200 Hordozható pH-mérő (új)

4B2 EUTECH PHTESTR30 pH-teszter (új)

4B3 CLEAN PH30 pH-teszter (új)

4.C) Telepített ipari (on-line) pH-mérők:

4C1 EUTECH Alpha PH2000D On-line Differenciál pH-mérő/szabályozó (új)

4C2 CLEAN MPH5000 On-line pH-mérő/szabályozó (új)

4C3 CLEAN MPH3000 On-line pH-mérő/távadó (új)

5.) Vezetőképesség mérők (Konduktométerek):

5.A) Laboratóriumi (asztali) Konduktométerek:

5A1 EUTECH CON700 Asztali Vezetőképesség-mérő (új)

5A2 CLEAN CON500 Asztali Vezetőképesség-mérő (új)

5.B) Hordozható (terepi) Konduktométerek:

- 5B1 CLEAN CON200 Hordozható Konduktométer (új)
- 5B2 EUTECH ECTEST11 Vezetőképesség teszter (új)
- 5B3 EUTECH ECTEST11PLUS Vezetőképesség teszter (új)
- 5B4 CLEAN CON30 Vezetőképesség teszter (új)

5.C) Telepített ipari (on-line) vezetőképesség mérők:

- 5C1 CLEAN MCON5000 On-line Vezetőképesség mérő/szabályozó (új)

6.) Oldott Oxigén (DO) mérők:

6.A) Laboratóriumi (asztali) DO-mérők:

- 6A1 CLEAN DO500 Asztali DO-mérő (új)

6.B) Hordozható (terepi) DO-mérők:

- 6B1 CLEAN DO200 Hordozható DO-mérő (új)
- 6B2 CLEAN DO30 DO-teszter (új)

6.C) Telepített ipari (on-line) DO-mérők:

- 6C1 HAMILTON VISIFERM DO 225 + USB-RS485 ModBus Converter (felújított)

7.) Többfunkciós elektroanalitikai multiméterek:

7.A) Laboratóriumi (asztali) elektrokémiai multiméterek:

- 7A1 XS PC8 Asztali pH/ORP/CON/TEMP mérő (új)

7.B) Hordozható (terepi) elektrokémiai multiméterek:

- 7B1 CRISON MM40 pH/ORP/CON/TEMP mérő (új)
- 7B2 EUTECH PCSTESTR35 pH/CON/TEMP teszter kit hordtáskával (új)
- 7B3 EUTECH PCTESTR35 pH/CON/TEMP teszter (új)

8.) Egyéb laboratóriumi berendezések:

8.A) Vízfürdők, keringető folyadék-termosztátok:

- 8A1 COLE-PARMER Polystat 6L Hűtő-fűtő keringető termosztát (új)